

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 44 від 09-05-2024

Стерилізатор ультразвуковий ULTRASONIC YM-7810 (Китай)

3 237 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Висота	125 мм
Глибина	210 мм
Ширина	158 мм
Вага, кг	
Гарантія	6 міс

Опис товару

- Об'єм ванни: 0,75 л;
Матеріал бака: нержавіюча сталь;
Внутрішні розміри бака: 145x125x45 мм;
Габарити ванни (ДхШхВ): 210x158x125 мм;
Таймер: 90с, 180С, 280с, 380с, 480с;
Частота ультразвуку: 42 кГц;
Напруга живлення: 220 В, 50-60 Гц;
Споживана потужність: 50 Вт;
Вага: 1,3 кг.

Ультразвуковий очищувач для інструментів YM-7810, 550 мл. нова технологія для оперативного Чищення великої кількості інструментів – це стерилізація ультразвуковою ванною.

Ультразвуковий стерилізатор очищувач UltraSonic YM-7810 використовується у салонах краси для швидкого очищення алмазних наконечників, манікюрних і педикюрних фрез, спонжів і інших пористих виробів. Застосовується на етапі передстерилізаційного очищення після попередньої дезінфекції. Також може використовуватися в реставраційних майстернях для очищення ювелірних виробів, годинників (водонепроникних), оптичних виробів (лінз, оправ), невеликих електронних пристроїв на друкованих платах, в стоматології для очищення алмазних бор, зубних протезів, скоб та інших предметів, які важко очистити механічним способом.

Переваги ультразвукового очищувача YM-7810:

Корисність і універсальність. Ультразвукові очищувачі ефективно очищають не тільки косметичні інструменти, але і зубні протези, лінзи, оправы, столові предмети, ювелірні

вироби. Такий прилад не залишиться без діла в будь-якому салоні краси, і навіть вдома!

Безпека для інструментів, м'яке очищення. Ультразвукові стерилізатори безпечні для будь-якого типу інструментів. Даний прилад утворює бульбашки в очищає рідини, які під вплив ультразвуку починають інтенсивно розширюватися і скорочуватися. Лопань таких бульбашок провокує відділення бруду від інструменту.

Висока потужність. Процедура очищення не займає більше 10 хвилин!

Таймер. Таймер приладу має зворотний відлік часу, що дозволяє встановити потрібний час для очищення від бруду будь-якого інструменту.

Знімна підставка. У середині ультразвукового апарату встановлена спеціальна підставка, яку можна легко вийняти і вимити окремо від приладу. Це дозволяє постійно підтримувати в чистоті апарат.

Спосіб застосування ультразвукового очищувача УМ-7810:

Забруднені інструменти помістіть в ванночку очищувача.

На 2/3 об'єму приладу влийте дезінфікуючу рідину.

Прилад підключіть до електромережі.

На таймері встановіть потрібний вам час для очищення, виходячи від рівня забруднення предмета, і натисніть кнопку "ON". Процес очищення запущений!